

Operatiivinen hysteroskopia
ilman suuria kustannuksia
tai monimutkaisuutta



LiNA OperåScope™

Kertakäyttöinen operatiivinen hysteroskopiajärjestelmä

Täydellinen, siirrettävä järjestelmä
hysteroskopiaan.



Oletko joskus avannut tähystinalustaa ja todennut, että jotain puuttuu?

Odotatko sillä aikaa, kun tähystimiä steriloidaan?


Käytätkö hankalia liinoja tai suojuksia, jotta tähystin pysyisi steriilinä?

Pelkäätkö pudottavasi tai rikkovasi tähystimen?

Oletko joutunut perumaan potilaan ajan tai vähentämään tutkimusaikoja näiden ongelmien vuoksi?

Perinteinen hysteroskopia voi olla monimutkainen...

Perinteisten välineiden hinta ja monimutkaisuus voi vaikeuttaa hysteroskopian tekemistä vastaanotolla. Se edellyttää henkilökuntaa, sterilointikemikaaleja ja tarvikkeita... paljon tarvikkeita, jos halutaan useita toimenpidehuoneita ja useita potilaita päivässä.^{1,2}



Tee jokaisesta
tutkimushuoneesta
hysteroskopiahuone




LiNA OperåScope™

LiNA OperåScope™ on suunniteltu erityisesti toimistoympäristöä ajatellen. Kätevä kertakäyttöinen malli on käyttövalmis, joten voit diagnosoida ja hoitaa potilaita ilman perinteisen hysteroskopian asettamia rajoituksia.²




Kaareva kärki myötäilee anatomiaa.
Ergonominen kahva istuu hyvin
kätehen.



Kun tavoitteemme oli uudistaa hysteroskopia, huomioimme ensimmäiseksi potilaan anatomian ja kirurgin ergonomian. LiNA OperåScope™ -tähystimessä on taivutettava katetrin kärki, joka seuraa kohdun luonnollista kaarta, ja viisto kahva kirurgin mukavuutta ajatellen.³

Kaivattua ohjattavuutta ja hallintaa

Jäykkä katetri ja 360° ohjattava kärki tarjoavat täsmällistä hallintaa ja ohjattavuutta potilaan yksilöllisen anatomian huomioimiseksi.



Ohut katetri vaatii pienemmän dilataation ja vähemmän anestesiaa

Huippuluokan mikrokameratekniikan avulla olemme luoneet katetrin kärjen, joka on pienempi kuin LNG IUD -asetin, mikä parantaa potilaan sietokykyä.^{4,5}



Tehokas laajennus ja selkeä visualisointi

LiNA OperåScope™ -tähystimessä on omat kanavat sisään ja ulos sekä erilliset sulkuventtiilit nesteiden optimaalista hallintaa varten.



LiNA-letku- ja -liinasarja

Tarjoamme kätevän hysteroskopian letku- ja -liinasarjan nesteenhallintaa varten.

Sarjan sisältö:

Täysikokoinen liina pakaroiden alle, sisältää asteikkomerkinnot ja tyhjennysportin

Sisäänvirtausletku ja luer-lukkoliitin sekä piikkiliitin suolaliuospuussia varten

Ulosvirtausletku ja luer-lukkoliitin sekä imukanisterin naarasliitin

Poistonesteen keräyspussi

Kertakäyttöinen LiNA-instrumentti

LiNA OperåScope™ sisältää 5,5 Fr:n operatiivisen kanavan terapeuttiseen käyttöön. Edullinen kertakäyttöisten instrumenttien valikoimamme mahdollistaa hysteroskopiatutkimukset ja -hoidot ilman perinteisten kestäkäyttöisten instrumenttien rajoitteita.⁴



Biopsiapihdit



Tarttumapihdit hampailla



Lasso



Sakset



Tallentaminen ja liitettävyys

LiNA OperåScope™ tarjoaa monia vaihtoehtoja eri kokoonpano- ja tallennustarpeisiin. Voit käyttää vain laitteen LCD-näyttöä, muodostaa suoran yhteyden ulkoiseen näyttöön tavallisella HDMI-kaapelilla tai käyttää LiNA OperåScope™ Recording Modulea ja tallentaa kuvia ja videota USB-muistiin.



Tilaustiedot

LiNA OperåScope™  0459

Tuotenumero	Kuvaus	Pakkauskoko
OP-201-6-I	Operatiivinen LiNA OperåScope™ -hysteroskooppi, HDMI-kaapeli ja LCD-näyttö (steriili, kertakäyttöinen)	6 kpl:n laatikko
OP-FCP-6-I	LiNA OperåScope™ Biopsy Forceps (steriili, kertakäyttöinen)	6 kpl:n laatikko
OP-GRA-6-I	LiNA OperåScope™ Rat Tooth Alligator Grasper (steriili, kertakäyttöinen)	6 kpl:n laatikko
OP-LAS10-3-I	LiNA OperåScope™ Lasso 10 mm, kori (steriili, kertakäyttöinen)	3 kpl:n laatikko
OP-LAS16-3-I	LiNA OperåScope™ Lasso 16 mm, kori (steriili, kertakäyttöinen)	3 kpl:n laatikko
OP-RM-1-UK	LiNA OperåScope™ Recording Module – liitintyyppi G	Kpl
OP-RM-1-EU	LiNA OperåScope™ Recording Module – liitintyyppi C	Kpl
OP-RM-1-AUS	LiNA OperåScope™ Recording Module – liitintyyppi I	Kpl
OP-SCI-3-I	LiNA OperåScope™ Scissors (steriili, kertakäyttöinen)	3 kpl:n laatikko
OP-TDK-6-I	LiNA OperåScope™ Tubing & Drape Kit (steriili, kertakäyttöinen)	6 kpl:n laatikko

Viitteet:

1. Franchini M et al. Hysteroscopic Endometrial Polypectomy: Clinical and Economic Data in Decision Making. J Minim Invasive Gynecol. 2018;25(3):418-425.
2. General Reprocessing Instructions for KARL STORZ Products (USA) PI-000035-20.1 2-03-11.
3. Sallam HN et al. Ultrasound measurement of the uterocervical angle before embryo transfer: A prospective controlled study. Hum Reprod. 2002; 17(7):1767-1772.
4. Gemzell-Danielsson K et al. Overcoming barriers to levonorgestrel-releasing intrauterine system placement: an evaluation of placement of LNG-IUS 8 using the modified Evolver® in a majority nulliparous population. Contraception. 2017; 96(6), 426-431.
5. Bednarek PH, Jensen JT. Safety, efficacy and patient acceptability of the contraceptive and non-contraceptive uses of the LNG-IUS. Int J Womens Health 2010; 1, 45-58.

Innovation in Gynecology

LiNA Medical ApS Formervangen 5, DK-2600 Glostrup, Tanska

Puh: +45 43 29 66 66 | Faksi: +45 43 29 66 99 | info@lina-medical.com | www.lina-medical.com | CVR: 10054974

©2019 LiNA Medical ApS. Kaikki oikeudet pidätetään.

LiNA on LiNA Medicalin rekisteröity tavaramerkki EU:ssa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa.

EN ISO 13485:2016

Laadunhallintajärjestelmä

LiNA OperåScope Physician Brochure 2019-10 BV0239B fi

